BIOS living™

COUVRE-BOUILLOTTE DE MASSAGE (EAU CHAUDE OU FROIDE) LF308

MODE D'EMPLOI :

Lorsque vous utilisez un appareil fonctionnant sur piles, des précautions élémentaires doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI DANS SON ENTIÈRETÉ AVANT D'UTILISER CE COUVRE-BOUILLOTTE.

- Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou près des enfants ou des personnes handicapées.
- Utiliser cet appareil seulement pour l'usage auquel il est destiné tel que décrit dans ce mode d'emploi.
- **Ne pas** placer ni laisser tomber cet appareil dans l'eau ou dans un liquide quelconque.
- **Ne pas** placer ni ranger cet appareil dans un endroit où il peut tomber ou être lancé dans un bain ou un lavabo.
- Mettre l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il a été endommagé ou s'il ne fonctionne pas adéquatement.
- Garder l'appareil à l'écart des surfaces chauffantes.
- Ce produit est un appareil non professionnel destiné à fournir un massage thérapeutique aux muscles fatigués. Cet appareil **ne vise pas** à remplacer les soins médicaux.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

Mise en Garde : Veuillez lire attentivement les directives suivantes avant de faire fonctionner cet appareil.

- Si vous avez des préoccupations concernant votre santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- Les individus portant des stimulateurs cardiaques doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
- Les personnes visées par les conditions suivantes devraient consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit :
  - Grossesse
  - Diabète
  - Maladie du cœur
  - Tumeur maligne
  - Conditions demandant du repos
- Si, en tout temps, vous ressentez de la douleur, souffrez d'une éruption cutanée ou remarquez une augmentation de la douleur, cesser l'utilisation et consulter votre médecin.
- NE JAMAIS utiliser ce produit directement sur des surfaces cutanées gonflées ou enflammées, des éruptions cutanées ou sur une plaie ouverte.
- Une session de massage qui dure plus de 15 minutes est déconseillée.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES PILES

- Utiliser seulement la taille et le type de piles spécifiés.
- Lorsque vous mettez les piles en place, respecter les polarités (+/-). Une mauvaise mise en place des piles peut endommager l'appareil.
- **Ne pas mélanger** différents types de piles (par exemple, des piles alcalines avec des piles carbone-zinc ou des piles usées avec des piles neuves).
- S'il n'est pas prévu d'utiliser cet appareil pendant une longue période, retirer les piles afin de prévenir des dommages causés par le risque de fuite des piles.

MISE EN PLACE DES PILES

1. Ouvrir la fermeture à glissière sur la partie inférieure du couvre-bouillotte pour exposer le compartiment des piles.
2. Installer 2 piles AA dans le compartiment des piles. (L'orientation appropriée des piles est illustrée à l'intérieur du compartiment des piles.)

MODE D'EMPLOI

POUR INSÉRER LA BOUILLOTTE :

- S'assurer que la bouillotte est complètement vide.
- Ouvrir la fermeture Velcro et placer la bouillotte dans cette ouverture.

POUR ENLEVER LA BOUILLOTTE :

- S'assurer que la bouillote est complètement vide.
- Ouvrir la fermeture Velcro et sortir la bouillotte.

ACTIVATION DU MASSAGE :

- Le massage peut être activé en appuyant sur le bouton d'alimentation (POWER). Trois modes de massage sont disponibles.
- Pour changer le mode, appuyer sur le bouton POWER ou fermer la source d'alimentation électrique (ON/OFF).

NOTE : Cet appareil peut être utilisé en tout temps avec ou sans la fonction massage.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL :

- Nettoyer l'appareil seulement avec un chiffon doux légèrement humide. Ne jamais laisser l'eau ou tout autre liquide quelconque entrer en contact avec l'appareil.
- **Ne pas immerger** l'appareil dans un liquide quelconque pour le nettoyer. Pour nettoyer l'enveloppe en tissu, l'essuyer avec un chiffon humide en utilisant un détergent liquide doux ou de l'eau savonneuse. Essuyer la surface avec un chiffon sec propre.
- Ne jamais utiliser des nettoyants abrasifs, des brosses, de l'essence, du kérosène, un produit à polir le verre/les meubles ou un diluant à peinture pour nettoyer l'appareil.
- **Ne pas tenter** de réparer cet appareil. Il n'y a pas de pièces qui peuvent être réparées par l'utilisateur.

GARANTIE D'UN AN

La couvre-bouillotte de massage (eau chaude ou froide) de BIOS Living[MC] comprend une garantie limitée d'un an contre tout défaut de fabrication des matériaux et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pendant un an à compter de la date d'achat par le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition et de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une utilisation abusive, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com

Courriel : support@biosmedical.com
Téléphone : 1.866.517.2970

FSC www.fsc.org FPO

Paper Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %